

Q-SWITCHED ND:YAG

HS-290K



Apolomed

آفتاب فرروزان آریا (آفتاب)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

HS-290K



Before



After



Before



After

Epidermal Pigmentation Lesions

- Freckles , Lentigo , Café au Lait Spot, Seborrheic Keratosis, Tattoo(red)

Dermal Pigmentation

- ABNOM, Nevus of Ota ,Tattoo (Blue, Black)

Etc

- Toning (Melasma , Hyper Pigmentation ,Acne Scar)


Soft Peeling

Laser Type	EO Q-switch ND-YAG LSAER		
Wavelength	1064/532/585/650nm		
Operate mode	Q-switched mode & SPT mode		
Beam profile	Flat top mode		
Pulse width	< 6ns(Q-switched mode) 300us SPT MODE		
Pulse energy	Q-switched 1064 nm	Q-switched 532 nm	SPT mode (1064nm long pulse)
HS -290	MAX 2000mj	MAX 1000mj	MAX 2800mj
HS -290E	MAX 800mj	MAX 400mj	MAX 1200mj
Energy calibration	External & self-restoration		
Spot size	2-10mm		
Repetition rate	MAX 10 HZ (1064nm,532nm,SPT MODE)		
Optical delivery	Articulated arm		
Operate Interface	9.7" True color touch screen		
Aiming beam	Diode laser 655nm (Red)		
Cooling system	Advanced air & water cooling system		
Power supply	AC110V or 230V, 50/60HZ		
Dimension	HS 290 82*30*88CM (L*W*H) HS 290E 75*30*88 CM(L*W*H)		
weight	HS 290: 80 KGs	HS 290E:75KGs	





HS-290K



:Top Hat Mode

یک دیگر از مشخصه های یک کیوسوئیچ باکیفیت است، درکیوسوئیچ های قلبی تواندیگ به صورت مخروطی وارد می شد یعنی درناحیه مرکزی انرژی پیشتر بود و هرچه به کناره نزدیک می شدیم انرژی کاهش پیدا می کرد و احتیاج به استفاده از Overlap بود طبقه ریسک عوارض را فایلی داد اما در سیستم های جدید با استفاده ازین ویژگی می توان در یک دات انرژی را به صورت یکاست و یکنواخت به کروموفور هدف رساند.

لیزر کیوسوئیچ K HS-290

این سیستم با اخذ تابیده FDA آمریکا و با دارا بودن چهار طول موج 1064، 532، 585 و 650 نانومتر توانسته نتایج درخشانی را در ازین بدن تمام بیگمانات های سطحی و عمقی و پاک کردن تتوهای رنگی و تیره از آن خود کند.

لیزر کیوسوئیچ K HS-290

:Dye Laser Tip

این سیستم با دارا بودن کاملترین مدل کیوسوئیچ که دارای چهار طول موج مختلف 650 نانومتری باشد، طیف کاملی از درمان را در اندیکاسیون های متغیر ارائه می دهد.

:Top-Hat Mode

این تکنولوژی منحصر بفرد شکل تابیده شدن بین لیزر را از مخروطی به حالت استوانه ای تبدیل می کند. در شکل مخروطی بیشترین انرژی در مرکز و با دور شدن از مرکز انرژی بسیار کاهش می یابد درحالیکه با استفاده از Top Hat Mode در تمامی قسمت ها انرژی به صورت یکسان اعمال می گردد و نیاز به Over Lap را برطرف ساخته و بعایت کاهش چشمگیر عوارض نظری PIH و سوتگی می گردد.



Professional Mode:

امکان تنظیم دستی برای استفاده از طول موج های مختلف.

Standard Mode:

ویژگی خاص در این سیستم، امکان استفاده از تنظیمات اتوماتیک می باشد به طوریکه با انتخاب نوع ضایعه تمامی موارد قابل تنظیم همچون انرژی، سرعت انجام کار، Spot Size و طول موج توسعه دستگاه به طور اتوماتیک تنظیم می گردد.

Auto-adjustable Spot Size:



قابلیت تغییر قطر دات ها با اندازه های متنوع 2 تا 10 میلی متر بدون نیاز به تعویض هندپیس، امکان درمان درتمای نواحی مختلف بدن را به راحتی فراهم می کند.

Q-SWITCEH ND:YAG

لیزر اندیگ (YAG) با استفاده از ماده فعال جامد نویدمیوم پیتریوم آلمنیوم گارنت طول موج 1064 نانومتر را ساطع می نماید. با استفاده از تکنولوژی کیوسوئیچ (سوئیچ شده با کیفیت بالا) Quality Switched می توان لیزر را در یک پهنهای پالس بسیار کوتاه در حد نانومتر و یک توان بسیار بالا در حد گیگاوات به کروموفور هدف رساند. از مزیت های پالس کوتاه در طول موج 1064 نانومتر امکان استفاده از KTP می باشد که با استفاده از این مزیت می توان از هر دو طول موج در یک سیستم استفاده کرد.

KTP

در صورتی که فیلتر (KTP) (Potassium Titanyl Phosphate) را در مسیر طول موج 1064 نانومتر قرار دهیم فرکانس دو برابر شده و طول موج به نصف کاهش پیدا می کند که در این حالت با استفاده از لیزر اندیگ به نور سبز رنگ در محدوده نور مرئی با طول موج 532 نانومتر دست پیدا می کنیم.



مکانیسم عملکرد با توجه به نمودار قانون جذب انتخابی نور طول موج های 1064 و 532 نانومتر جذب بالای در ملاتن و رنگ ها درازند که در طول موج 1064 نانومتر، رنگ های تیره مانند آبی تیره و مشکی بیشترین جذب و برای رنگهای روشن چون قوهه ای و سبز طول موج 532 نانومتر توصیه می گردد. یکی از کاربردهای مهم دستگاه بسیار بالای دارد و طول موج 1064 نانومتر در عمق، نفوذ پذیری زیادی دارد. در درمان تتو ها از اثر Pressure Wave استفاده می گردد. این پدیده دراثر اعمال یک توان بسیار بالا در زمان کوچکتر از 7 نانو ثانیه اتفاق می افتد.

برای رسیدن به حداقل بازدهی در کیوسوئیچ ها به چه نکات باید توجه کرد؟

- پهنهای پالس کمتر از 7 نانو ثانیه همراه با اثربخشی یک کیوسوئیچ دقیق داشتن پهنهای پالس کمتر از 7 نانو ثانیه است که علاوه بر افزایش اثر بخشی در درمان PIH و Tattoo و کم کردن عوارض، بدیده Pressure Wave را به همراه خواهد داشت.
- انرژی بسیار بالا در حد گیگاوات برای دستیابی به حداکثر بازدهی و اثر بخشی در زمان بسیار کوتاه و رساندن آن به کروموفور هدف بسیار حائز اهمیت می باشد.
- تغییر قطر دات که با عمق نفوذ رابطه مستقیم دارد در سیستم های کیوسوئیچ با توجه قدرت بسیار بالای این سیستم ها بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا در بسیاری از درمان ها احتیاج به تغییر قطر دات برای اثر بخشی بیشتر و کاهش عوارض از نکات قابل توجه می باشد.