



تیزت!
رسان
جسم همراه

| اولین و تنها پلاسمای فرکشنال
واقعی در دنیا



پلاسمیج من...

و امروز انقلاب خیره کننده در عرصه درمان با پلاسما... پلاسمیج تنها پلاتفرم لیفتینگ غیر جراحی و فوق موثر مهمنترین و زیباترین عضو صورت ... دانشمندان ایتالیایی برآیند دانش و تجربه خود را در کنترل شده ترین پلاسمای فرکشنال دنیا به صورت انحصاری در اختیار تان قرار خواهند داد.

PLASMA GE®

- **کاربردهای درمانی:**
 - بلفاروپلاستی غیرتاجیمی:
 - درمان افتادگی، چین و چروک پلک بالا و پایین.
 - ترمیم و اصلاح ضایعات پس از جراحی.
 - کاهش چروک، شلی و افتادگی پوست
 - چروک دور چشم، پیشانی، خط خنده، دور لب، روی گردن و کنار گوش.
 - درمان اسکارهای هایپرتووفیک و هیپوتروفیک
 - درمان ضایعات مسطح و برجسته.
 - میخچه، زگیل، خال و ...
 - درمان زاتالسما.
 - درمان لنتیگو.
 - درمان آکنه.
 - درمان فیبروما.
 - کاهش استریا و استرج مارک.
 - Resurfacing •

- کمترین دوره درمان و زمان بیهودگی.
- دارای ۹ برنامه اختصاصی درمانی.
- بدون هزینه لوازم مصرفی.
- کاربری آسان، وزن سبک و قابلیت حمل.
- دارای هندپیس بسیار سبک و ارگونومیک، قابلیت انجام درمانهای ظریف.
- دارای نیدل های متنوع در سایز و شکل های کاربردی.
- عدم ریسک اسکار عدم نیاز به بیهوشی و بی حسی تزریقی.
- بدون ایجاد کربونیزاسیون.

استفاده از انرژی پلاسما به دلیل خواص منحصر به فرد آن جایگاه بسیار ویژه و روزافزونی را در درمان های پوست و زیبایی به خود اختصاص داده است. بدنبال برخورد قوس پلاسما با پوست، تصعبید (Sublimation) بخشی از لایه اپiderm، تحریک درم به بیهودگی ساختار کلائزی، افزایش سرعت Turn Over سلوی و تحریک فیبرولاست ها به تولید بیشتر کلائز منجر خواهد شد. پلاسمیج دارای گواهی ثبت اختراع فرکشنال پلاسما توسط کمپانی ایتالیایی Brera انقلابی عظیم در دستیابی به بالاترین اثربخشی همراه با کمترین ریسک عوارض جانبی در دنیا پیدید آورد.

پلاسمیج دارای دو مد عملکردی، پیوسته و فرکشنال می باشد. انتقال پلاسما به صورت فرکشنال به سطح پوست سبب بیشترین کنترل انتشار حرارتی در عمق آن شده و میزان بافت تصعبید شده، عمق تخریب و انتشار گرما به بافت های مجاور کاملاً کنترل شده می باشد. از این رو پلاسمیج به عنوان خالق اولین پلاسمای فرکشنال به بهترین انتخاب در درمان چروک و ضایعات اطراف چشم در دنیا شناخته می شود.

ویژگی های انجام درمان با پلاسمیج:

- امکان تنظیم در شش توان مختلف.
- امکان تنظیم پنج مد مختلف فرکشنال در هر تنظیم توان.
- امکان استفاده در مد پیوسته (در مواردی که کنترل انتشار حرارتی اولویت ندارد).
- امکان دستیابی به حداقل اثربخشی در کاهش چروک پلک (بلفاروپلاستی).
- اولین تکنولوژی مجاز به انجام درمان بر پلک پایین.
- پلاسمیج بیشترین حجم پلاسما را با استفاده از جریان AC، در سطح مختلف، نسبت به دستگاه های مشابه تولید می نماید.
- امکان درمان در تمامی نقاط بدن.



www.plasmage.ir

