

SUND-ERM3®

MICRODERM ABRASION & ENDERMOLOGIE

آفتاب
میکرودرم

محصول انحصاری شرکت
آفتاب فروزان آریا (آفا)

SUND-ERM3®

به عارضه‌ترین و مناسب‌ترین روش لایه برداری پوست



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

Power Supply	220v~(10%) - 50/60Hz
Dimension	45x33x19 (H) 850 MBAR (N2)
Maximum Vacuum	800 MBAR (N1)
Maximum Delivery	50 Liters/min (N2) 25 Liters/min (N1)
Weight	7.5 Kg (N1) 9 Kg (N2)

www.afateb.com | info@afateb.com | @afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰

خط ویژه

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم

دستگاه ساندرم 3 (SunDerm3)

دستگاه SunDerm اولین دستگاه میکرودرم تولید شده توسط متخصصین ایرانی و دارای بیشترین مرکز نصب در ایران می باشد. میکرودرم ابریژن یکی از بی عارضه ترین و موثرترین روش های لایه برداری پوست است که به روش سندبلاست عمل کرده و از طریق پاشش کریستال های اکسید آلومینیوم با شدت بالا، فرایند لایه برداری پوست را انجام می دهد. دستگاه SunDerm3 آخرین ورژن میکرودرم می باشد که توسط شرکت آفا طراحی و مونتاژ شده است.

مشخصات دستگاه ساندرم 3:

- این سیستم با دارا بودن قدرت بالا و کنترل مناسب، امکان لایه برداری در عمق های مختلف را فراهم می سازد.
- مجهز به تکنولوژی قدرتمند اندرمولوژی اتوماتیک، جهت درمان هرچه موثرتر ضایعاتی که علاوه بر لایه برداری یکنواخت، نیازمند ترمیم ساختار کلاژنی و افزایش Turn Over سلولی هستند.
- دارای بمب قدرتمند و باکیفیت (بدون تغییر در قدرت و کیوم در طی درمان).
- مجهز به پروچکشن هد از جنس الماس صنعتی بدون تغییر در سایز منفذ خروجی پودر به مرور زمان
- قابلیت لایه برداری از سطحی ترین لایه ها در حد لایه شاخی پوست دور چشم تا عمیق ترین لایه (درم ابریژن)
- دارای سیستم رطوبت گیر جهت جلوگیری از اختلال در سیستم بائش پودر
- دارای نازل یک بار مصرف
- تنها سیستم مجهز به اندرمولوژی با برنامه کاملاً دیجیتالی و چند مرحله ای
- ظاهر آبرودینامیک زیبا
- کاربری بسیار ساده و صفحه نمایش بزرگ
- مصرف پایین پودر
- دارای 3 هندپیس استاندارد اندرمولوژی و یک هندپیس Rolling به صورت Optional
- دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
- قابلیت نصب هندپیس الماسه
- دارای پنج برنامه زیبایی و لاغری جداگانه در اندرمولوژی:
 - Relaxing massage
 - Lymphatic drainage
 - Heavy legs
 - Cellulite
 - Face



کاربردهای مد ابریژن:

- Acne Scar
- Fine Line & wrinkles
- Chicken pox & Open Pores
- Skin laxity & Premature Aging
- Striae & Stretched mark
- Hypo & Hyper Trophic Scars
- Pigmented Lesion & Freckle
- Acne Damaged & acne Prone Skin

کاربردهای مد اندرمولوژی:

- درمان سلولیت با افزایش جریان خون و لنف
- افزایش درناژ لنف و خون
- بهبود متابولیسم درم
- تحریک فیبروبلاست ها جهت تولید کلاژن و الاستین

مکانیسم های اندرمولوژی با افزایش Micro Circulation و تحریک غدد لنفاوی موجب کاهش التهاب پوست، فیبروز Panniculopathy Tissue Blockage و در نتیجه بهبود ظاهر Orange Peel (پوست پرتقالی) در سطح پوست و بازسازی حفره های چربی در هیپودرم می گردند.

