

SMART_{RF}

Melasma Wrinkles Pore Acne
Scars Skin Rejuvenation



DEEP_{RF}

Lifting Tightening Double Chin
Eyelid Lifting Osmidrosis Hyperhidrosis



EXACT_{RF}

Scars Acne Syringoma Milium



FDA, CE, MFDS
APPROVED



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی



VIRTUE_{RF}

Consumption	80 VA
Dimensions	473 x 612 x 1130 mm
Weight	32 kg

SHE^NB

www.afateb.com | info@afateb.com | afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰ | بخش ویژه
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم

For International Use Only

FDA CE MFDS



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

VIRTUE_{RF}

SMART · DEEP · EXACT

SHE^NB



Experience the Advanced Technology of VIRTUE RF
Optimal results improving on other technologies.

SMART
Smarter, Softer

DEEP
Cooler, Stronger

EXACT
More Accurate, More Precise



www.afateb.com | info@afateb.com | afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰ | بخش ویژه
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم

VIRTUE_{RF}

With the ability to utilize three handpieces (SMART, DEEP, EXACT), VIRTUE RF offers more precise depth, energy control, and greater versatility to tackle a wide range of patient concerns.

-  ACS Advanced Cooling System
-  IPRS Integrated Pulsed Radiofrequency System
-  IECS Integrated Energy Control System
-  MDCS Minimum Depth Control System
- 3** 3 Handpieces
- 2** 2 LEDs (PINK, BLUE)
- R** Revolutionary Design & UI
- N** Variety of Needles




More Effective Virtually Pain-free Energy Delivery

ACS Advanced Cooling System

Temperature and pain control to **minimize skin damage and pain**


ACS is a thermal management solution that regulates the temperature of the cooling plate during the procedure to prevent damage to the skin and minimize pain for safer energy delivery.



IPRS Integrated Pulsed Radiofrequency System

Emits a minimum pulse duration of up to **1,000 microseconds**

Users can regulate the number of sub-pulses ranging from 1 to 10.




3rd-Generation MNRF Technology

IECS Integrated Energy Control System

Three modes : **0.5 MHz, 1 MHz and 2 MHz**


IECS employs advanced technology with three different MHz options for further fine-tuning of the distribution of radiofrequency energy, facilitating a wider range of low to high density treatments.



MDCS Minimum Depth Control System

Incremental depth control from **0.1 mm to 6.0 mm**

MDCS precisely regulates the depths of microneedles at increments of 0.1 mm, allowing for a desired depth of the treatment from the epidermis to the dermis.




Before & After Photos


Scars



Wrinkles



Periorbital Wrinkles



Skin Regeneration

