

Double gold. Premium

تنها هایفو مجهز به سیستم MFU در دنیا



Method
Approved by
FDA




The Beauty Trend Leader
HIRONIC



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

Double gold. Premium


تنها لیفت غیر تهاجیج موثر در دنیا



Before



After



Before



After

Source Type	Value
Fluence	0.2 ~ 2J/cm ² [0.05 Step]
Monitor	LCD screen
Cartridge	D7 7.0Mhz, 4.5mm
	M7 7.0Mhz, 3.0mm
	D4 4.0Mhz, 4.5mm
Spacing	0.5 ~ 10mm
Length	5.0 ~ 25mm [1.0 Step]
Electrical Requirement	AC 100~240V, 50/60hz
Dimensions (W X D X H)	400×455×460 [Cart Excluded]
Weight	15Kg


www.afateb.com | info@afateb.com | @afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰ | خط ویژه

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم



دستگاه دابلو گلد پریمیوم (Gold Premium)

دستگاه دابلوگلد پریمیوم (Gold Premium) آخرین ورژن از خانواده دابلو بوده که مجهز به تکنولوژی هایفو (HIFU: High Intensity Focused Ultrasound) می باشد. تکنولوژی هایفو به امواج ماورای صوت با شدت بالا گفته می شود که بصورت کاملا متمرکز و در یک عمق مشخص و قابل پیش بینی، کانونی شده و توانایی نفوذ به عمق دلخواه در بدن، بدون آسیب به بافت های موجود در مسیر را دارد. این ویژگی منحصر به فرد در دستگاه دابلوگلد پریمیوم باعث شده دستیابی به لایه SMAS بدون نیاز به جراحی قابل انجام باشد و به واسطه کاهش مساحت این لایه و افزایش قوام آن، همراه با تحریک فرآیند جوانسازی در درم، به عنوان محبوب ترین روش لیفتینگ غیرتهاجمی مورد تایید FDA در دنیا شناخته شود.



مکانیسم اثر دستگاه دابلو گلد پریمیوم:

- تحریک فیبرو بلاستاها به ساخت کلاژن در درم
- بازسازی و Remodeling کلاژن ها در درم
- ایجاد Thermal Coagulation Zone در لایه SMAS
- کاهش مساحت فوری و دائمی لایه SMAS
- تحریک پروسه ساخت، بازسازی کلاژن در لایه SMAS و افزایش الاستیسیته
- به کمک افزایش دما در اطراف نقاط حرارتی

تکنولوژی MFU (Micro Focused Ultrasound) تنها در دابلوگلد پریمیوم وجود دارد و موجب دستیابی به مزایایی نظیر دقت بسیار بالا، کاهش جلسات درمان، کاهش مدت زمان پروسه انجام، اثربخشی فوق العاده و عمق نفوذ مناسب و دقیق نسبت به سایر تکنولوژی های لیفت و جوانسازی می شود.

دابلوگلد پریمیوم با استفاده از تکنولوژی MFU و کارتریج های متنوع و با کیفیت به پرفروش ترین سیستم HIFU در دنیا تبدیل شده است.

مشخصات دستگاه دابلو گلد پریمیوم:

- دارای بزرگترین قطر دات در کارتریج ها در مقایسه با تمامی دستگاه های هایفو موجود در بازار
- عدم افت توان در کارتریج ها حتی در شات های پایانی
- ایجاد نقاطی به صورت کاملا متمرکز و بدون هیچ گونه همپوشانی در تمامی کارتریج ها
- امکان استفاده از بالاترین انرژی بدون ایجاد آسیب و عوارض جانبی
- امکان تنظیم طول هر لاین از یک دات تا 25 میلی متر
- امکان تنظیم فاصله دات ها با دقت 0.1 میلی متر
- امکان انجام همزمان لیفتینگ و جوانسازی پوست در یک جلسه
- عدم ایجاد آسیب در اپیدرم و بافت های محیطی
- قابل استفاده در کلیه تایپ های پوستی بدون محدودیت
- قابل استفاده در تمامی فصل ها
- بدون نیاز به استراحت و مراقبت های قبل و بعد از انجام هایفو
- اثر درمانی بسیار بلند مدت تنها بعد از انجام هایفو در یک جلسه
- برنامه های کاربردی از پیش تعیین شده با امکان تغییر پارامترها (User friendly)
- هندپیس و کارتریج سبک
- سرعت بالا در حین درمان



کاربردهای دستگاه دابلوگلد پریمیوم:

- بالا کشیدن ابروها
- لیفتینگ صورت و گردن
- کاهش عمق خطوط نازولیبیال

- افزایش قوام و الاستیسیته پوست
- جوانسازی

کارتریج های دستگاه دابلوگلد پریمیوم جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی

در نقاط مختلف صورت و گردن:

- کارتریج D4 با عمق نفوذ 4.5 میلی متر و فرکانس 4MHz



- کارتریج D7 با عمق نفوذ 4.5 میلی متر و فرکانس 7MHz



- کارتریج M7 با عمق نفوذ 3 میلی متر و فرکانس 7MHz



Advantages of MFU over RF & laser

[Micro Focused Ultrasound]

	MFU	RF	Laser
Number of Treatment	1 Time	4~5 Times	5 Times
Treatment Time	8 Min	30 Min	10~15 Min
Effect Durability	18 Months	1 Month	2~3Months
Depth	SMAS	Below 3mm	1.5mm

For patients



Non Invasive



No Pain



No Bleeding



No Downtime