


AGNES

FACIAL SCULPTING



Item	Description	Item	Description
Applied Energy	RF (Radio Frequency) -1MHz	Camera	1.3 mega pixel CMOS
Display	10.1 inch LCD touch panel	Power Supply	AC 100-250V, 50/60Hz, 280VA
Dimensions	(W)290 x (D)455 x (H)271.7mm	Handpiece Type	Mono-polar Handpiece Bi-polar Handpiece
Needle	Micro-insulated Needle (Single use)	Weight	5.85 kg
Wave form	Square Wave		

آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

تهران، زعفرانیه، محمودیه، خیابان نور، پلاک ۲ | ۰۲۱ ۲۶۶۶۰۰۰۲
دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان صیقلی شیرازی شمالی، خیابان ناصحی، پلاک ۴۳
خط ویژه ۰۲۱ ۸۸۱۰۷۰۷۰ | efa.teb | info@afateb.com | www.afateb.com

Syringoma

یکی دیگر از درمانهای تخصصی آگنس، درمان سیرینگوماست. این دستگاه بدون ریسک عوارض جانبی و حداقل دوره نقاهت و مراقبت های پس از درمان، با استفاده از نیدل های منحصر بفرد، با منعقد کردن لوله ترشح غدد عرق آکرین و در نهایت فاکوسیت آنها در 2 تا 4 جلسه منجر به حصول نتایج درمان فوق العاده می شود.



اندیکاسیون های درمانی با آگنس:

- درمان غیبب بدون جراحی (double chin)
- اصلاح زاویه فک (jaw line)
- اصلاح sagging های کنار لب
- درمان پف زیر چشم (eyebag) بدون جراحی
- درمان پف بالای چشم
- درمان آکنه التهابی و فعال و جوش سر سیاه
- ایجاد خط گونه
- درمان چین و چروک های اطراف چشم
- درمان چین و چروک های اطراف لب
- درمان سیرینگوما با کمترین دوره نقاهت
- بهبود استریا استرج مازک
- درمان چین و چروک های صورت و گردن
- همراه با بهبود یافت پوست (texture)
- بهبود انواع اسکار هایپرتروفیک و آتروفیک
- درمان سیرینگوما و زانئالسمما



ویژگی ها:

• SW RF

شکل خاص و مربعی امواج RF به صورت منحصر به فرد، حرارت را دریافت هدف متمرکز کرده و از طریق جلوگیری از انتشار آن در بافت های دیگر از هرگونه عوارض جانبی جلوگیری می کند.

system smart needles checking

دستگاه آگنس مجهز به دوربین CMOS 1.3 مگاپیکسل است که می توان به کمک آندپدل های دستگاه را از لحاظ آسیب ظاهری، آنالیز ایمن سازی و چک کردن پوشش عایق جهت موثر و جلوگیری از ایجاد عارضه بررسی نمود.





Safety Needle
checking system



کمیاتی Agnes medical پس از سالها تلاش و تحقیق در حوزه پوست ، دستگاه آگنس را اختراع و به جامعه پزشکی معرفی نمود که پس از بررسی و گذراندن معالقات بالایی از لحاظ میزان اثر بخشی و ریسک عوارض جانبی توسط سازمان غذا و داروی امریکا FDA تایید شد.
 آگنس به عنوان استاندارد طلایی facial sculpting در جهان به پزشکان امکان می دهد مانند یک مجسمه ساز زیبا ترین و طبیعی ترین حالت صورت را برای زیباییارون طراحی و اجرا نمایند.
 دستگاه آگنس با همان مجسمه ساز صورت، از طریق کاهش دقیق و هدفمند چربی در صورت و لیفتینگ فوق العاده آن به دلیل کاتکترس لایه SMAS به همراه جوانسازی پوست به پزشکان ارائه بهترین کانتورینگ را می دهد.

معرفی تکنولوژی:
 دستگاه آگنس از طریق اختراع modulation خاصی از امواج رادیوفرکانسی ، شکل موجی منحصربفرد به صورت امواج حقیقی مربعی شکل را بر پایه تحلیل حرارت و آنتاژی صورت تولید و از طریق تپهای مخصوص و منحصربه فرد این جریان را به بافت های مورد نظر می رساند. نوع خاص تپها و شکل منحصربه فرد امواج تولید شده توسط آگنس، باعث ایجاد حرارت موزن در بافت هدف بدون انرژي و تاثیر در بافت های مجاور شده که در نهایت بیشترین اثر بخشی و کمترین ریسک عوارض جانبی را به ارمغان می آورد.



این سیستم هوشمند ما بهره گیری از امواج رادیویی به صورت پایدار و موثر امکان ایجاد Electrocoagulation - electrotholymolysis - Renovation collagen را فراهم نموده و انرژي مورد نظر را با در نظر گرفتن ساختار آناتومیکی بافت هدف، متمرکز و منتقل مینماید.

دستگاه آگنس دارای دو هندپس مجزا به صورت bi-polar و mono-polar می باشد.
 هندپس بیپولار:
 این سیستم دارای یک هندپس بیپولار جهت انجام جوانسازی و تانپینگ پوست، کمک به درمان چین و چروک ها، استریا و پوست های مستعد آکنه می باشد. شکل خاص 4 پروبه روی هندپس بیپولار، طوری طراحی شده که بتوان با استفاده از شدت جریان بالا بدون اثر بر روی بافت چربی، در اندیکسیون های زیادی از این هندپس جهت بالابردن دمای درم و ایجاد جوانسازی و تانپینگ پوست استفاده نمود.

هندپس مونوپولار:

هندپس منحصربه فرد آگنس یک هندپس مونوپولار است که تپهای متنوعی دارد. این هندپس دارای 9 مدل میکرو نیپل مختلف با شکل ها، سایزها و کاربردهای مختلف بوده که از نظر میزان عایق بودن، تعداد نیپل و انتشار حرارت متفاوت می باشد. هندپس مونوپولار دستگاه آگنس از طریق این تپها جریان و انرژي را در بافت مورد نظر و عمق بخصوصی جهت دستیابی به حداکثر نتیجه و محافظت در برابر سوختگی و هرگونه عارضه پوستی انتشار می دهد.



کاربردهای درمانی:

• درمان چربی زیر چشم : (Treatment Eye Bags Non-Surgical) وجود چربی با bag زیر چشم یکی از علایم پیری و ناخوشایند در صورت پیری از افراد است. دستگاه آگنس با تاثیر فوق العاده بدون نیاز به جراحی، به راحتی این چربی را بدون ریسک عوارض جانبی از بین می برد. از مهمترین ترین مزیت های درمان چربی زیر چشم با آگنس می توان به عدم نیاز به جراحی، عدم تغییر حالت طبیعی چشم، عدم نیاز به مراقبت خاص پس از درمان همراه با نتایج درمانی فوق العاده و ماندگار اشاره نمود.
 • درمان چربی بالای چشم: وجود چربی بالای چشم از جمله ضایعاتی است که باعث کوچک شدن چشم و افتای بی حالی و خواب آلودگی در صورت افراد می شود. تنها تکنولوژی غیر جراحی که فقط در دو جلسه به صورت کامل موثر قادر به درمان این ضایعه است، دستگاه مجسمه ساز آگنس می باشد.



Double Chin Treatment (درمان دبل چین)

دستگاه آگنس با استفاده از شکل موج منحصربه فرد خود از طریق نیپل های مخصوص طراحی شده باعث Electrocoagulation متمرکز و دقیق پروبی بافت چربی، به صورت کامل هدف گذاری شده که جهت لیز چربی و ایجاد لاری کاملاً موضعی در نواحی کف، jawline، فک و زیر چشم بکار می رود. در پروتکل درمانی آگنس همزمان با لاغری و تاثیر مستقیم روی لایه SMAS جهت انجام لیفتینگ با استفاده از تپ مخصوص و همچنین استفاده از هندپس های پلار جهت انجام تانپینگ پوست به نتایج شگفت انگیزی می رسیم.




درمان تخصصی انواع آکنه التهابی و پوست مستعد به آکنه:

این سیستم با شکل موج منحصربه فرد خود و از طریق تپ های مخصوص باعث الکترومولیژ متمرکز شده که تقریباً کامل غدد چربی و بهره گیری از خاصیت ضد التهابی، آنتی باکتریال و ضد عفونی RF باعث درمان آکنه های فعال، پوست های مستعد آکنه، و chonic relapsing acne و آکنه های مقاوم به درمان شده و نتایج بسیار عالی تنها پس از سه جلسه کاملاً قابل مشاهده می باشد.



درمان کومدون:

درمان کومدون ها یکی دیگر از اندیکسیون های است که دستگاه آگنس به راحتی درمان میکند. دستگاه آگنس از طریق آسیب زدن به غدد سباسه ، به جای تخریب کامل آنها باعث کاهش عملکرد تولید چربی میگردد. از طریق به دلیل اثر فوق العاده و اثبات شده آنتی باکتریال امواج رادیوفرکانسی میتوان به نتایج درمانی قابل توجهی برای آکنه های سر سیاه یا کومدون ها دست یافت .



درمان چین و چروک استاتیک:

درمان و یا کاهش چین و چروک های استاتیک یکی از سخت ترین مواردی است که معمولاً با جراحی یا تزریق پرکننده ها و ایجاد نمای غیر طبیعی قابل انجام بوده است. دستگاه آگنس از طریق مدولیشن خاص RF و استفاده از نیپل مخصوص به صورت تخصصی جهت کاهش چروک های استاتیک دور چشم ، پشایی و حتی دور لب بکار می رود. با توجه به تاثیر مستقیم این سیستم بر افزایش خاصیت بیولوژیکی کلاژن ها و تحریک فیبروبلاست ها، در تمامی چین و چروک های ایجاد شده بر روی صورت در نواحی مختلف نیز میز اثرات عالی آن را مشاهده نمود.

